



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛОСЬОН ДЛЯ СТОП «ШПОРА»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- При болях в ступне любого происхождения, пятонной шпоре, подагре суставов стопы
- При грибковых поражениях кожи стопы
- При отвердениях и мозолях рук и стопы
- При трещинах стопы

СОСТАВ

- Дериваты прополиса пчелиного
- Чеснок посевной
- Тяжелые фракции тёмного натурального воска
- Мерва пасечная
- Глицерин безводный пищевой

СВОЙСТВА

- Эффективно снижает интенсивность болевых ощущений, устраняет тяжесть, чувство усталости
- Антибактериальный, антивирусный и противогрибковый эффект
- Способствует выведению и нейтрализации продуктов метаболизма тканей
- Стимулирует обмен веществ и защитные реакции кожи
- Способствует отшелушиванию поверхностных слоев кожи
- Улучшает микроциркуляцию тканей (основная функция микроциркуляции состоит в транспорте питательных веществ крови к тканям и эвакуации отходов продуктов метаболизма («шлаков») от клеток и тканей)
- Кроме того, участвует в процессах терморегуляции, формировании цвета и консистенции тканей и кожных покровов
- Стимулирует обмен веществ и защитные реакции кожи

ИСПЫТАНИЕ НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ СРЕДСТВА, АЛЛЕРГОПРОБА

При использовании Лосьона «Шпора» впервые средство наносят ватной палочкой на кожу предплечья, наблюдают в течение 20 минут. При появлении гипермии, жжения – использовать средство не рекомендуется!

ПРИМЕНЕНИЕ

Внимание! Компрессы не допустимы!

**Перед проведением курса проконсультироваться
с врачом-специалистом.**

Подготовка Лосьона «Шпора» и основная методика применения.

- Вскрыть пакет со средством, срезав ножницами угол пакета. Перелить средство в ёмкость объёмом не менее 50 мл, с закрывающейся крышкой.
- Заранее приготовить марлевые салфетки по размеру проблемной зоны.
- Приготовить мыльно-содовый раствор, температура воды 37-39 °С. Мыльно-содовый раствор готовят из 50 г пищевой соды, 50 г мыла и 10 л воды.
- Вначале в мягкой воде разводят мыло, затем добавляют соду, предварительно растворенную в небольшом количестве воды.
- Принять ванну для ступней ног, в течение 10-15 минут. После приема ванны для ступней ног просушить стопы.
- Обильно смочить салфетку лосьоном и отжать (повязка должна быть влажной). Наложить на проблемный участок влажно-высыхающую повязку с Лосьоном «Шпора». Фиксацию повязки лучше произвести сетчатым трубчатым бинтом для стопы (марлевый бинт забирает часть жидкости) или тонкими полосками лейкопластиря, рыхло.
- Процедура выполняется ежедневно, перед сном, повязку (не компресс!) накладывают на всю ночь.
- В случаях острых болей повязки накладывать два-три раза в течение суток. Утром повязку необходимо снять, нанести «Прополис Гелиант» массажными движениями.

МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОСЬОНА «ШПОРА» ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

- При болях в стопе, подагре и пятончной шпоре. Основная методика применения средства Лосьон «Шпора». Курс применения: 1 месяц.
- При грибковых поражениях кожи стопы. Принять теплую мыльно-содовую ванну. Просушить стопу. Средство Лосьон «Шпора» наносить на места, пораженные грибком, 1 раз вечером, после распаривания стоп по описанной методике. Курс применения: 2-3 недели.
- Уход за кожей рук. Комбинированная методика. Кожу ладоней, локтя промакнуть тампоном, пропитанным средством Лосьон «Шпора», выждать 2-3 минуты, промакнуть салфеткой, затем нанести средство «Прополис Гелиант», выждать ещё 2-3 минуты и убрать избыток средства с кожных покровов.
- Уход за руками с отвердениями и мозолями. Комбинированная методика. Обезжирить поверхность кожи в области отвердения или мозоли (вымыть с мылом или гелем для душа). Наложить на мозоль или отвердение влажную повязку со средством Лосьон «Шпора» на ночь. Утром, после удаления повязки, обработать мозоль и кожу вокруг средством «Прополис Гелиант» массирующими движениями (для удаления разрыхленных Лосьоном «Шпора» омертвевших слоев кожи).
- Уход за кожей стопы и коленей с трещинами. Комбинированная методика. Кожу ступней или коленей промакнуть тампоном, пропитанным средством Лосьон «Шпора», выждать 2-3 минуты, промакнуть салфеткой, затем нанести средство «Прополис Гелиант», выждать ещё 2-3 минуты и убрать препарат сухой салфеткой. Процедура поможет не только в сжатые сроки избавиться от трещин стопы, но и предохранить стопу от грибковых и инфекционных поражений.
- Уход за кожей стопы с отвердениями и мозолями. Комбинированная методика. Принять теплую мыльно-содовую ванну. Приготовить мыльно-содовый раствор, температура воды 37-39 °С, принять ванну для ступней ног, в течение 10-15 минут. Просушить кожу стоп. Наложить на мозоль или отвердение влажную повязку со средством Лосьон «Шпора» на ночь. Утром, после удаления повязки, обработать мозоль и кожу вокруг средством «Прополис Гелиант» — наносить массирующими движениями (для удаления разрыхленных Лосьоном «Шпора» омертвевших слоев кожи).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аллергия на продукты пчеловодства, индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и во время грудного вскармливания ребенка.

ФОРМА ВЫПУСКА

Упаковка от 20 до 100 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 0 до +25 °С, в сухом, недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

При хранении в герметичной фабричной упаковке срок годности – 3 года от даты изготовления, указанной на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОП ООО «Калиняк», Россия, 164251, Архангельская обл., Плесецкий район, п. Пуксоозеро, ул. Лесная

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ

ООО «Калиняк», Россия, 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 119, офис 22, тел.: 8 (812) 710 33 45, факс: 8 (812) 271 61 84

**БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ИЗ ЛЮБОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА РФ**

8-800-1000-119

НАША ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

orders@kaliniaik.com

НАШ САЙТ
www.peterkaliniak.com